



Protzek

P.I.A.

Dépistage de substances:

- substances suspectées d'être des drogues
- drogues sur des surfaces
- rapide et fiable sur place
- grâce à un résultat objectif par une mesure

Pourquoi dépister des substances avec P.I.A.?

P.I.A. permet de dépister en une seule fois plusieurs substances suspectées d'être des drogues. Le test et l'évaluation s'effectuent directement sur place.

Jusqu'à présent, le résultat reposait sur une évaluation subjective par l'utilisateur. La mesure électronique avec P.I.A. supprime toute imprécision dans les résultats de l'analyse.

La mesure avec P.I.A. est simple et rapide, même dans des conditions défavorables. Les erreurs d'interprétation sont évitées grâce à la mesure standardisée. Les mauvaises conditions d'éclairage n'ont aucune incidence sur la mesure avec P.I.A..



Quelles substances peuvent être dépistées ?

Substance	Abréviation	Disponible
Cannabinoïdes	THC	✓
Amphétamines	AMP	✓
Méthamphétamines	mAMP	✓
Opiacés	OPI	✓
Cocaïne	COC	✓
Méthadone	MTD	✓

Comment fonctionne le dépistage de substances avec P.I.A. ?




Surfaces :

Passer l'écouvillon sur une grande surface de la zone à analyser et le mettre dans la solution tampon.



Substances :

Prélever une petite quantité de substance à analyser et l'introduire dans la solution tampon.



Effectuer le test et lire le résultat directement à l'écran.

Allemagne

Protzek

Gesellschaft für Biomedizinische Technik mbH
Tüllinger Str. 36a
D-79539 Lörrach
Tél. : +49 (0) 7621 - 578 95 17
Fax : +49 (0) 7621 - 578 95 20
info@protzek.info
www.protzek-diagnostik.de

Suisse

Protzek

Gesellschaft für Biomedizinische Technik mbH
Uferstr. 12
CH-4414 Füllinsdorf
Tél. : +41 (0) 61 - 75 15 783
Fax : +41 (0) 61 - 75 15 784
info@protzek.ch
www.protzek.ch

France

Chrimogen

Produits Médicaux SARL
15, rue de la Fontaine
F-68300 St. Louis
Tél.: +33 (0) 3 89 69 29 68
Fax: +33 (0) 3 89 69 21 90
chrimogen@wanadoo.fr
www.chrimogen.com