


Test antidrogue avec méthode



Notre entreprise est certifiée selon les normes
DIN EN ISO 9001 : 2000 et EN ISO 13488 : 2003 pour :

- la recherche et le développement
- la production
- la distribution




Nos produits portent le label CE et sont en conformité avec les directives européennes 98/79 CE relatives aux diagnostics in vitro

Innovant dans la composition des paramètres et de la technique d'utilisation

Principe

Les systèmes de tests Protzek sont homogènes. Des systèmes de tests immunochromatographiques compétitifs pour des techniques d'utilisations diverses, basés sur des réactions antigènes-anticorps.


Multitest en technologie par immersion



- Multitest par immersion 3 paramètres
- Multitest par immersion 4 paramètres
- Multitest par immersion 5 paramètres
- Multitest par immersion 6 paramètres
- Multitest par immersion 10 paramètres


Flexibilité par les différentes techniques d'utilisation

Multitest en technologie sur plaque



- Multitest sur plaque 4 paramètres
- Multitest sur plaque 5 paramètres
- Multitest sur plaque 6 paramètres
- Analyse sélective
- Utilisé avec un minimum d'urine

Test individuel en bandelette



Test individuel en cassette

